

《小经验》

介绍一种新的鱼类胚胎原色标本制作法

大麻哈鱼胚胎标本固定于下面溶液中，保持自然色达 10 年之久未有改变。

固定液配方

福尔马林	16 毫升
硼砂	1 克
冰醋酸	1 毫升
白糖	50 克

甘油	20 毫升
蒸馏水	1000 毫升

固定方法：先将鱼胚胎放入固定液中浸 24 小时后，取出保存在新液中，用凡士林油，石蜡密封瓶口，贴上标签，将标本瓶保持在室温 3℃ 以上的室内。

(黑龙江省饶河县水产技术推广站)