

# 浸泡的鸟类标本剥制法

在采集鸟类过程中，一般是将采到的鸟类标本及时做成假剥制。以免因气温高而腐烂掉毛。

近年来，我们用先浸制后剥制的方法初步解决了这个问题。即将所获来不及做的标本，用10%的福尔马林加少许甘油的药液进行体腔注射，然后，保存在5%的福尔马林药液中（也可以用酒精加少许甘油进行体腔注射后浸泡在酒精中保存，但价钱较贵大量携带不方便）。如需运输，可将浸泡过的标本取出用棉纱布包好放在塑料袋中密封保存。实践证明此法长时

间保存不会腐烂掉毛。

做标本时，先将标本放入清水内浸泡一天（可视气温而定）漂去药液但不要将羽毛弄乱。否则，不易整理。然后，将水轻轻挤干，再用纱布或脱脂棉吸干即可剥制。剥制时最好戴上医用手术手套，刀口可适当加大。假剥制标本完成后，将石膏粉均匀地撒在鸟体上吸干水份，十分钟后将石膏掸掉，再用软毛刷去净剩余石膏粉即可。

（北京自然博物馆 曹俊和）